

> iVision DRY Gotas Oculares



SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL DE pH FISIOLÓGICO

- > Doble acción hidratante con alta permanencia en la superficie ocular.
- > Disminuye los signos y síntomas del ojo seco.
- > Formulación hipoosmolar con hipromelosa (0,2%) y ácido hialurónico (0,2%).



Multidosis CN-182225.3

PRESENTACIÓN
10 mL multidosis

INDICACIÓN

Síndrome de ojo seco.
Tto. post cirugía refractiva corneal

POSOLOGÍA

Administrar 1/2 gotas en cada ojo presionando ligeramente el frasco.

Monodosis CN-182224.6

PRESENTACIÓN
20 unidosis de 0,5 mL con autocierre.

INDICACIÓN

Síndrome de ojo seco.
Tto. post cirugía refractiva corneal.

POSOLOGÍA

Administrar 2/3 gotas en cada ojo presionando suavemente el envase unidosis.



> **iVision DRY** Gotas Oculares

> **iVision** Toallitas Oftálmicas

> **iVision** Solución Palpebral

> **iVision** Superficie Ocular

> **iVision** Mácula

> **iVision** Retina



C. Amposta, 20
Sant Cugat del Vallés
08174 Barcelona · España
T. +34 935 893 637
F. +34 935 892 829
farmamix@farmamix.vision
www.farmamix.vision



SEQUEDAD OCULAR

HIGIENE Y CUIDADOS OCULARES

NUTRICIÓN OCULAR

> iVision Toallitas Oftálmicas



RESTAURA EL EQUILIBRIO DEL BORDE LIBRE PALPEBRAL

- > Higiene diaria de párpados y pestañas.
- > Gran tamaño que permite dividir las para utilizar en ambos ojos.
- > Efecto hidratante, calmante y antiinflamatorio.
- > Contiene ácido hialurónico, aloe vera, eufrasia y camomila.



PRESENTACIÓN
Caja con 20 toallitas.

INDICACIÓN
Blefaritis.
Higiene palpebral.
Profilaxis de infección quirúrgica.
Ojo seco evaporativo.

POSOLOGÍA
Abrir el sobre y utilizar.

CN-180537.9

> iVision Solución Palpebral



SOLUCIÓN HIPOALERGÉNICA DE pH NEUTRO

- > Útil en blefaritis anterior y Disfunción de las Glándulas de Meibomio (DMG)
- > Eficaz frente a demodex.
- > Suaviza y nutre la superficie palpebral mejorando la calidad de las pestañas.



PRESENTACIÓN
Envase de 40 mL.

INDICACIÓN
Blefaritis. Disfunción de glándulas de Meibomio. Demodex.

POSOLOGÍA
Administrar una pequeña cantidad en una gasa, aplicar sobre el párpado y dejar actuar.

CN-179666.0



> iVision Superficie Ocular



FORMULACIÓN COMPLETA Y ESPECÍFICA PARA OJO SECO

- > Mejora los signos y síntomas del ojo seco.
- > Formulación con Lactoferrina, Vitamina C y E para proteger frente al daño oxidativo.
- > DHA, Vitamina A y Zinc para favorecer una visión óptima.

PRESENTACIÓN

30 cápsulas duras + 30 cápsulas blandas.

INDICACIÓN

Síndrome de Ojo Seco.
Blefaritis.

POSOLOGÍA

1 cápsula de gelatina dura por la mañana.
1 cápsula de gelatina blanda después de la comida.



CN-178155.0



> iVision Mácula



REDUCE LA APARICIÓN Y PROGRESIÓN DE LA DMAE

- > Combinación única de nutrientes con las dosis recomendadas por los estudios AREDS/ AREDS 2.
- > Máximo poder antioxidante y protección frente a los radicales libres.

PRESENTACIÓN

30 cápsulas duras + 30 cápsulas blandas.

INDICACIÓN

DMAE.

POSOLOGÍA

1 cápsula de gelatina dura por la mañana.
1 cápsula de gelatina blanda después de la comida.



CN-178156.7



> iVision Retina



NUTRICIÓN COMPLETA Y ESPECÍFICA CONTRA LAS LESIONES OCULARES ASOCIADAS A LA DIABETES

- > Alto contenido en antioxidantes como las vitaminas B2, C y E.
- > Contiene oligoelementos que favorecen la disminución de los procesos oxidativos con afectación retiniana.
- > Incluye Cromo para el control de la glucosa en sangre.

PRESENTACIÓN

30 cápsulas duras + 30 cápsulas blandas.

INDICACIÓN

Diabetes Ocular.

POSOLOGÍA

1 cápsula de gelatina dura por la mañana.
1 cápsula de gelatina blanda después de la comida.



CN-175793.7

